

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Alcon Deutschland GmbH, Aschaffenburg	TOTAL30® MULTIFOCAL	Bewährtes Precision Profile™ Design (Simultanprinzip mit Nahwert im Zentrum) für eine effiziente Anpassung mit zuverlässig hoher Erfolgsquote. ^{6-8,*,**}	+6,00 bis -10,00 (Abst. 0,25)	-	LO / MED / HI	-	138 (MD 0,08 mm bei -3,00)	Lotrafilcon B	Die multifokale Monatslinse mit Wassergradient für stufenloses Sehen ³ , die sich anfühlt wie ein Hauch von Nichts, auch noch an Tag 30! ^{1,2} Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei Alcon zur Verfügung.
	DAILIES TOTAL1® Multifocal	Alle Multifokallinsen von Alcon verfügen über das gleiche Design. Dies ermöglicht dem Optiker und dem Linsenträger einen unkomplizierten Wechsel zwischen Monats- und Tages-Kontaktlinen, bei welchem die Werte unverändert übernommen werden können. Eine Sitzkontrolle der Linsen sollte beim Wechsel durchgeführt werden. Drei Additionen ermöglichen den sanften Übergang beim Wechsel auf die nächste Stufe. Unser Tipp: Wählen Sie die Addition immer so gering wie möglich.	+6,00 bis -10,00 (Abst. 0,25)	-	LO / MED / HI	-	156 (MD 0,09 mm bei -3,00)	Delefilcon A	Die multifokale Ein-Tages-Kontaktlinse mit Wassergradient für Kontaktlinsenträger mit besonders hohen Komfortansprüchen. ⁴ Für außergewöhnlichen Tragekomfort und reduzierte Trockenheit bei gleichzeitig entspanntem stufenlosen Sehen. ⁹⁻¹¹ Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei Alcon zur Verfügung.
Appenzeller Kontaktlinsen AG, CH-Speicher	i-MAP AS Multi CD / CN	formstabile, multifokale Kontaktlinse mit zentraler Ferne oder zentraler Nähe	-20,00 bis +20,00	alle Hornhaut-astigmatismen	alle	alle Achslagen	von 18 bis 200	Optimum Classic, Optimum Comfort, Optimum Extra, Optimum Extreme, Boston ES, Boston EO, Boston XO, VISAflex	Die Funktionsweise ist weitestgehend unabhängig von der Zentrierung zur Pupille und vom Pupillendurchmesser. Der multifokale Aufbau variiert mit der Höhe der Addition, sodass im Design berücksichtigt ist, dass ältere Patienten einen kleineren Pupillendurchmesser und eine geringere Akkomodationsbreite aufweisen als Jungpresbyope oder mittlere presbyope. Die i-MAP AS Multi CD / CN ist in allen Geometrievarianten lieferbar (VPT, RT, BT...)
	i-MAP AS Bifo	formstabile, bifokale Kontaktlinsen	-20,00 bis +20,00	alle Hornhaut-astigmatismen	alle	alle Achslagen	von 18 bis 200	Optimum Classic, Optimum Comfort, Optimum Extra, Optimum Extreme, Boston ES, Boston EO, Boston XO, VISAflex	Hervorragende Abbildungseigenschaften. In allen Geometrievarianten lieferbar (VPT, RT, BT, quadrantenspezifisch etc.). Das Nahtteil kann entsprechend der Stabilisation geschwenkt werden.
	Personnelle Multi CD / CN Halbjahreslinse	weiche, multifokale Kontaktlinse	-20,00 bis +20,00	bis ca. -8,00	alle	alle Achslagen	von 16 bis 60	GMA 49%, GMA 58%, Bez-G3x, Benz-G4x, Benz-G5x, Contaflex 75%, Contaflex 67%, Definitive 74% (SiH)	Die Funktionsweise ist weitestgehend unabhängig von der Zentrierung zur Pupille und vom Pupillendurchmesser. Der multifokale Aufbau variiert mit der Höhe der Addition, sodass im Design berücksichtigt ist, dass ältere Patienten einen kleineren Pupillendurchmesser und eine geringere Akkomodationsbreite aufweisen als Jungpresbyope oder mittlere presbyope. Torische Ausführungen mit dynamischen oder prismatischen Stabilisationsdesign lieferbar.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Appenzeller Kontaktlinsen AG, CH-Speicher	i-SOFT Multi CD / CN 3-Monatslinse	weiche, multifokale Kontaktlinse	-20,00 bis +20,00	bis ca. -8,00	alle	alle Achslagen	von 16 bis 60	Unisil Silikonhydrogel, GMA 49%, GMA 58%, Contaflex 75%	Die Funktionsweise ist weitestgehend unabhängig von der Zentrierung zur Pupille und vom Pupillendurchmesser. Der multifokale Aufbau variiert mit der Höhe der Addition, sodass im Design berücksichtigt ist, dass ältere Patienten einen kleineren Pupillendurchmesser und eine geringere Akkomodationsbreite aufweisen als Jungpresbyope oder mittlere presbyope. Torische Ausführungen mit dynamischen oder prismatischen Stabilisationsdesign lieferbar.
Bausch + Lomb GmbH, Berlin	Biotrue ONEday for Presbyopia	simultan (Nähe im Zentrum)	sph. +6,00 bis -9,00 (Abst. 0,25)	-	Low: +0,75 bis +1,50 High: +1,75 bis +2,50	-	42	Nesofilcon A	Biotrue ONEday for Presbyopia Die multifokalen Ein-Tages-Kontaktlinse aus modernem, leistungsstarkem Hydrogel-Material – Inspiriert von der Natur Ihrer Augen! -Gleicher Wassergehalt von 78 % wie die Hornhaut sorgt für hohen Spontankomfort. -Ein einzigartiger Dehydrierungs-Schutz, der die Lipidschicht nachahmt, ermöglicht lange anhaltenden Tragekomfort und gleichbleibend brillante Abbildungsqualität -Das bewährte 3-Zonen-Progressive-Design ermöglicht eine schnelle und effiziente Kontaktlinsenanpassung. -Die überlegene Konsistenz der Kontaktlinsenstärken in allen drei Distanzzonen sorgt für scharfe Sicht in der Nähe, im Zwischenbereich und in der Ferne.
	PureVision2 for Presbyopia	simultan (Nähe im Zentrum)	sph. +6,00 bis -10,00 (Abst. 0,25)	-	Low: +0,75 bis +1,50 High: +1,75 bis +2,50	-	130	Balafilcon A	PureVision 2 for Presbyopia Die multifokale Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse, die für klare Sicht in allen Entfernungen, Komfort und eine effektive Anpassung entwickelt wurde. -Die Comfofoist Technologie, ein feuchtigkeitserhaltender Benetzer in der Verpackungslösung und ein dünnes, abgerundetes Randdesign sorgen für sehr hohen Tragekomfort. -Das 3-Zonen-Progressive Design ermöglicht eine schnelle und effiziente Kontaktlinsenanpassung. -Die überlegene Konsistenz der Kontaktlinsenstärken in allen drei Distanzzonen sorgt für scharfe Sicht in der Nähe, im Zwischenbereich und in der Ferne.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Bausch + Lomb GmbH, Berlin	Bausch+Lomb ULTRA for Presbyopia	simultan (Nähe im Zentrum)	sph. +6,00 bis -10,00 (Abst. 0,25)	-	Low: +0,75 bis +1,50 High: +1,75 bis +2,50	-	163	Samfilcon A	Bausch+Lomb Ultra for Presbyopia Die multifokale Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse Bausch+Lomb Ultra for Presbyopia sorgt für lange anhaltenden Tragekomfort und klare Sicht während des ganzen Tages durch einen integrierten Benetzer. -Das bewährte 3-Zonen-Progressive Design ermöglicht eine schnelle und effiziente Kontaktlinsenanpassung und ist identisch mit dem Gleitsichtsystem der PureVision2 for Presbyopia und der Biotrue ONEday for Presbyopia. -Die überlegene Konsistenz der Kontaktlinsenstärken in allen drei Distanzzonen sorgt für scharfe Sicht in der Nähe, im Zwischenbereich und in der Ferne.
	Bausch+Lomb Ultra Multifocal for Astigmatism	simultan (Nähe im Zentrum)	sph. +4,00 bis -6,00 (Abst. 0,25)	-0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25* / -2,75*	Low: +0,75 bis +1,50 High: +1,75 bis +2,50	10°-180° (in 10° Schritten) *(10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°)	104	Samfilcon A	Bausch+Lomb Ultra Multifocal for Astigmatism Die Bausch + Lomb Ultra Multifocal for Astigmatism ist eine neue multifokale torische Kontaktlinse. Sie bietet stabiles, stufenloses Sehen in der Nähe, Ferne und im Zwischenbereich bei gleichzeitig exzellentem Tragekomfort. Durch die MoistureSeal-Technologie hält die Linse 16 Stunden lang 95 % ihrer Feuchtigkeit und bietet damit ganztägigen Tragekomfort. Das 3-Zonen Progressive Design ermöglicht hervorragendes Sehen und stufenlose Übergänge zwischen allen Entfernungen. Das OpticAlign Design stabilisiert die Linse durch den natürlichen Lidschlag und minimiert die Linsenrotation. Die Bausch + Lomb ULTRAMultifocal for Astigmatism ist einfach anzupassen und standardmäßig im Lager verfügbar und versandfertig.
	Bausch+Lomb Ultra ONE DAY Multifocal	simultan (Nähe im Zentrum)	sph. +6,00 bis -10,00 (Abst.0,25)	-	Low: +0,75 bis +1,50 High: +1,75 bis +2,50	-	134	Kalifilcon A	DIE PROGRESSIVSTE multifokale Ein-Tages-Kontaktlinse aus Silikon-Hydrogel. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY Multifocal – die Linse, die alles vereint, mit fortschrittlichen Technologien für Feuchtigkeit und Komfort, enthält jetzt das bewährte 3-Zone Progressive™ Design und wird zur progressivsten Linse für das älter werdende Auge.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
CooperVisionGmbH, Darmstadt	Biofinity toric multifocal	Balanced Progressive Technology	-10,00 bis -6,50 (in 0,50 Abstufungen) -6,00 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +6,00 (in 0,25 Abstufungen) +6,50 bis +10,00 (in 0,50 Abstufungen)	-0,75 bis -5,75 (in 0,50 Abstufungen)	+1,00 bis +2,50 D-Design (Ferne im Zentrum) N-Design (Nähe im Zentrum)	5° bis 180° (in 5° Abstufungen)	116 (Dk/t)	comfilcon A	Premium-Silikonhydrogel-Monatskontaktlinse der dritten Generation korrigiert sowohl den Astigmatismus als auch die Presbyopie. Die Biofinity toric multifocal vereint das Beste aus zwei Welten! Sie verfügt über eine einzigartige Kombination aus den marktführenden optischen Designs der Biofinity toric und der Biofinity multifocal. Die Optimised Toric Lens Geometry: Bietet exzellente Stabilität, geringe Linsenrotation und eine konstante Sehleistung. Die Balanced Progressive Technology ermöglicht exzellentes Sehen in jeder Entfernung. Optimiert für jede Fern- und Nahstärke, mit der Möglichkeit, zwischen vier Additionen und einem D- oder N-Design zu wählen.
	MyDay multifocal	Binocular Progressive System	-12,00 bis -10,50 (in 0,50 Abstufungen) -10,00 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +8,00 (in 0,25 Abstufungen)	-	Low (+0,75 bis +1,25 BrillenAddition) Med (+1,50 bis +1,75 BrillenAddition) High (+2,00 bis +2,50 BrillenAddition)	-	100 (Dk/t)	stenfilcon A	Die MyDay multifocal Einmalkontaktlinse verfügen über das CooperVision Binocular Progressive System, ein innovatives System mit drei Additionen Multifokaldesign. Es wurde entwickelt, um speziell jungpresbyopen Kontaktlinsestragenden die Gewöhnung an das Tragen von Gleitsichtkontaktlinsen zu erleichtern und ihnen auch bei fortschreitender Presbyopie ein klares Sehen in allen Entfernungen zu ermöglichen. ¹ Die MyDay multifocal bietet den größten Parameterbereich aller multifokalen Einmalkontaktlinsen. ² Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei CooperVision zur Verfügung
	Biofinity multifocal	Balanced Progressive Technology	-10,00 bis -6,50 (in 0,50 Abstufungen) -6,00 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +6,00 (in 0,25 Abstufungen)	-	+1,00 bis +2,50 (in 0,50 Abstufungen) D-Design (Ferne im Zentrum) N-Design (Nähe im Zentrum)	-	142 (Dk/t)	comfilcon A	Die Premium-Silikonhydrogel-Monatskontaktlinse der dritten Generation, mit der Balanced Progressive Technology. Sie ermöglicht exzellentes Sehen in jeder Entfernung. Die Kontaktlinsen verfügen sowohl im Zentrum als auch in der Peripherie über eine sphärische Zone, mit einer progressiven Zone im Zwischenbereich. Die Zonen werden für jede Fern- und Nahwirkung optimiert. Entwickelt für ein außergewöhnliches Sehen in jeder Entfernung. Biofinity multifocal Kontaktlinsen bieten zusätzlich zwei unterschiedliche, aber sich ergänzende Designs mit der D-Linse (Ferne im Zentrum) und der N-Linse (Nähe im Zentrum). Diese Besonderheit kann dazu beitragen, den Start mit multifokalen Kontaktlinsen für presbyope Menschen zu erleichtern und sie langfristig zu binden.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
CooperVisionGmbH, Darmstadt	Proclear multifocal	Balanced Progressive Technology	-8,00 bis -7,00 (in 0,50 Abstufungen) -6,50 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +6,00 (in 0,25 Abstufungen)	-	+1,00 bis +2,50 (in 0,50 Abstufungen) D-Design (Ferne im Zentrum) N-Design (Nähe im Zentrum)	-	17 (Dk/t)	omafilcon B	Die biokompatible Hydrogel-Monatskontaktlinse mit der PC Technology für optimales Sehen in allen Entfernungen - für ein frisches und angenehmes Tragegefühl über viele Stunden. Die Balanced Progressive Technology, mit ihren zwei unterschiedliche optischen Designs (D und N-Linse), ermöglicht exzellentes Sehen in jeder Entfernung. Die Kontaktlinsen verfügen sowohl im Zentrum als auch in der Peripherie über eine sphärische Zone, mit einer progressiven Zone im Zwischenbereich. Die Zonen werden für jede Fern- und Nahwirkung optimiert.
	Proclear XR multifocal	Balanced Progressive Technology	Add +1,00 bis +2,50 -20,00 bis -8,50 (in 0,50 Abstufungen) +6,25 bis +6,50 (in 0,25 Abstufungen) +7,00 bis +20,00 (in 0,50 Abstufungen) Add +3,00 bis +4,00 -20,00 bis -7,00 (in 0,50 Abstufungen) -6,50 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +6,50 (in 0,25 Abstufungen) +7,00 bis +20,00 (in 0,50 Abstufungen)	-	+1,00 bis +4,00 (in 0,50 Abstufungen) D-Design (Ferne im Zentrum) N-Design (Nähe im Zentrum)	-	Dk/t variabel 25 (Dk)	omafilcon B	Die biokompatible Hydrogel-Monatskontaktlinse mit der PC Technology für optimales Sehen in allen Entfernungen - für ein frisches und angenehmes Tragegefühl über viele Stunden. Die Proclear XR multifocal bietet höhere sphärische Werte und zusätzliche Addition von +3,00 / +3,50 / +4,00 in der bewährten Balanced Progressive Technology. Die Balanced Progressive Technology, mit ihren zwei unterschiedliche optischen Designs (D und N-Linse), ermöglicht exzellentes Sehen in jeder Entfernung. Die Kontaktlinsen verfügen sowohl im Zentrum als auch in der Peripherie über eine sphärische Zone, mit einer progressiven Zone im Zwischenbereich. Die Zonen werden für jede Fern- und Nahwirkung optimiert.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
CooperVisionGmbH, Darmstadt	Proclear multifocal toric	Balanced Progressive Technology	-20,00 bis -7,00 (in 0,50 Abstufungen) -6,50 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +6,50 (in 0,25 Abstufungen) +7,00 bis +20,00 (in 0,50 Abstufungen)	-0,75 bis -5,75 (in 0,50 Abstufungen)	+1,00 bis +4,00 (in 0,50 Abstufungen) D-Design (Ferne im Zentrum) N-Design (Nähe im Zentrum)	5° bis 180° (in 5° Abstufungen)	Dk/t variabel 25 (Dk)	omafilcon B	Die biokompatible Hydrogel-Monatskontaktlinse mit der PC Technology aus einem einzigartigen Kontaktlinsenmaterial, in dem die Phosphorylcholin(PC)-Moleküle Wasser anziehen und an der Oberfläche binden. Dadurch entsteht eine Wasserbarriere rund um die Kontaktlinse, die sie vor Austrocknung schützt und einen langanhaltenden Tragekomfort selbst bei zu Trockenheit neigenden Augen bietet.1 Die Proclear multifocal toric ist eine Kombination aus einem bewährten Hydrogel-Material einer dynamischer Stabilisation und der Balanced Progressive Technology. Die Proclear multifocal toric bietet eine stabile Position der Kontaktlinse auf dem Auge und, durch ihr dünnes Kontaktlinsenprofil, einen hohen Tragekomfort. Die Balanced Progressive Technology ermöglicht exzellentes Sehen in jeder Entfernung. Optimiert für jede Fern- und Nahstärke, mit der Möglichkeit, zwischen vier Additionen und einem D- oder N-Design zu wählen. Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei CooperVision zur Verfügung
	Proclear 1 day multifocal	Single-Power-Design	-10,00 bis -6,50 (in 0,50 Abstufungen) -6,00 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +6,00 (in 0,25 Abstufungen)	-	Single-Power- Design	-	28 (Dk/t)	omafilcon A	Die biokompatible Hydrogel-Einmalkontaktlinse mit der bewährten PC Technology. Das Design der Proclear 1 day multifocal ist so aufgebaut, dass es jedes Auge separat behandelt wird und dabei das binokulare Sehen bewahrt. Verschiedene Stärken unterstützen die Nähe, ohne dabei die Fernsicht zu beeinträchtigen. Verbessertes binokulares Sehen gegenüber der Monovision: Das asphärische Single-Power-Design mit der Nähe im Zentrum optimiert das Sehen in der Nähe und im Zwischenbereich auf dem nicht dominanten Auge und bewahrt dabei das Binokularsehen.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
CooperVisionGmbH, Darmstadt	clariti 1 day multifocal	Zwei-Additionen-Design	-6,00 bis Plan (in 0,25 Abstufungen) +0,25 bis +5,00 (in 0,25 Abstufungen)	-	Low (bis +1,25 BrillenAddition) High (+1,50 bis +2,25 BrillenAddition)	-	86 (Dk/t)	somofilcon A	Die clariti 1 day multifocal Einmalkontaktlinen sind erschwingliche Silikonhydrogel-Kontaktlinen, so dass Kontaktlinsenträgende auch bei einem Umstieg nicht auf die Vorzüge von Einmalkontaktlinen verzichten müssen. Neue Kontaktlinsenträgende lernen durch das Silikonhydrogel die gesündeste 1. und bequemste Modalität des Kontaktlinsenträgens kennen und schätzen, mit allen Vorteilen eines Silikonhydrogel-Materials. Die clariti 1 day multifocal bietet sanft ineinander übergehende Progressionszonen und unterstützt die einfache Eingewöhnung. Vier ineinander übergehende Progressionszonen – davon zwei einzigartige Zonen für das Sehen im Zwischenbereich, abgestimmt auf die Sehbedürfnisse des modernen Lebensstils vieler presbyoper Kundinnen und Kunden.
Falco Linsen AG, CH- Tägerwil	A	alternierend	+40.00 bis -40.00	bis 10.00	+0.50 bis +4.00	0° bis 180°	18 - 180	gemäss Falco-Materialliste	Das A-Presbyopiesystem ist auf allen Rückflächengeometrien erhältlich / inkl. Fronttorus in allen Achsenlagen
	B	bifokal simultan	+40.00 bis -40.00	bis 10.00	+0.50 bis +4.00	0° bis 180°	18 - 180	gemäss Falco-Materialliste	Das B-Presbyopiesystem ist auf allen Rückflächengeometrien erhältlich / inkl. Fronttorus in allen Achsenlagen
	D	Dreistärken simultan	+40.00 bis -40.00	bis 10.00	+0.50 bis +4.00	0° bis 180°	18 - 180	gemäss Falco-Materialliste	Das D-Presbyopiesystem ist auf allen Rückflächengeometrien erhältlich / inkl. Fronttorus in allen Achsenlagen
	MA	multifokal alternierend	+40.00 bis -40.00	bis 10.00	+0.50 bis +4.00	0° bis 180°	18 - 180	gemäss Falco-Materialliste	Das MA-Presbyopiesystem ist auf allen Rückflächengeometrien erhältlich / inkl. Fronttorus in allen Achsenlagen
Hecht Contactlinsen GmbH, Au bei Freiburg	MultilIFE®	formstabile, variofokale Kontaktlinse mit zentraler Fernzone	-25.00 bis +25.00 (in 0.25 Schritten)	VPT Lenti (cyl -0.50 bis -5.00) MAC/BT/BTC/RT (ohne Prisma)	A, B, A-PC, B-PC	0° - 180° (Abstufung 1°)	Je nach Material von 18 bis 211	gesamte HECHT Materialpalette formstabil	Nahezu alle HECHT-Rückflächen; 5 versch. Fernzonendurchmesser; mit speziellem PC-Funktionsprofil erhältlich. Auch als Anpasskontaktlinse (ACL) lieferbar.
	BICON®	formstabile, bifokale, alternierende Kontaktlinse	-25.00 bis +14.00 (in 0.25 Schritten)	VPT Classic (cyl -0.50 bis -3.00) MAC/BT/BTC/RT	+0.75 bis +4.00	senkrecht oder parallel zur Trennlinie	Je nach Material von 18 bis 211	gesamte HECHT Materialpalette formstabil	Nahezu alle HECHT-Rückflächen; Die BICON® funktioniert nach dem alternierenden Prinzip und besitzt zwei Segmente: Fern- und Nahteil. Der Übergang von Ferne zur Nähe ist bildsprungfrei. Dessen Lage kann variiert werden. Auch als Anpasskontaktlinse (ACL) lieferbar.

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Hecht Contactlinsen GmbH, Au bei Freiburg	Vita	weiche, simultane Kontaktlinse mit zentraler Nahwirkungszone	-25.00 bis +25.00 (in 0.25 Schritten)	bis cyl -8.00 (in 0.25 Schritten)	A bis + 1.25 B bis +2.25 C über + 2.25	0° - 180° (Abstufung 1°)	Je nach Material von 15 bis 60	G3X-UV / G4X / G5X-ES-UV / HD54 / HW67-UV / SIH-74-UV	Die Passform wird über den Webshop (vVISELL) oder die Anpasssoftware APEX® (vVISELL & C-FORM®) errechnet; 5 versch. Nahwirkungszone; abbildungsoptimierter Fernbereich, dadurch verbessertes Kontrastsehen im Vergleich zu herkömmlichen simultanen Systemen
	ease multiN	weiche, simultane Kontaktlinse mit zentraler Nahwirkungszone	-30.00 bis +30.00 (in 0.25 Schritten)	bis cyl -8.00 (in 0.25 Schritten)	A bis + 1.25 B bis +2.00 C über + 2.00	0° - 180° (Abstufung 1°)	Je nach Material 23 oder 60	Hioxifilcon-D / SIH-74-UV	Die Passform der ease wird über den Webshop oder die Anpasssoftware APEX® errechnet; 3 versch. Nahwirkungszone; abbildungsoptimierter Fernbereich, dadurch verbessertes Kontrastsehen im Vergleich zu herkömmlichen simultanen Systemen; weiche multifokale Kontaktlinse für optimale Nahunterstützung auch bei hohem Additionsbedarf
	ease multiD	weiche, multifokale Kontaktlinse mit zentraler Fernzone	-30.00 bis +30.00 (in 0.25 Schritten)	bis cyl -8.00 (in 0.25 Schritten)	A bis + 1.25 B bis +2.00	0° - 180° (Abstufung 1°)	Je nach Material 23 oder 60	Hioxifilcon-D / SIH-74-UV	Die Passform der ease wird über den Webshop oder die Anpasssoftware APEX® errechnet; 2 versch. Fernzonendurchmesser
Johnson & Johnson Vision Care, Norderstedt	1-Day Acuvue Moist Multifocal	Pupillenoptimiertes Design Hybrides Rückflächendesign Mit Lacreon Technologie	+6,00 bis -9,00 (Schritte von 0,25)	-	3 Add-Stufen: Low (+0,75 bis +1,25); Mid (+1,50 bis +1,75); High (+2,00 bis +2,50)	-	25,5 x 10 ⁻⁹	Etafilcon A (Hydrogel)	183 pupillenoptimierte Designs für außergewöhnliche Sehleistung*1, einen integrierten Benetzungswirkstoff für exzellenten Tragekomfort#2 und das hybride Rückflächendesign für eine noch bessere Passgenauigkeit1. 20 Stunden lang anhaltendes Feuchtigkeitskissen dank Lacreon Technologie.3 UV-Schutz2. Tageslinse. Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei Johnson & Johnson zur Verfügung
	Acuvue Oasys Multifocal	Pupillenoptimiertes Design Hybrides Rückflächendesign Mit Hydraclear Plus Technologie	+6,00 bis -9,00 (Schritte von 0,25)	-	3 Add-Stufen: Low (+0,75 bis +1,25); Mid (+1,50 bis +1,75); High (+2,00 bis +2,50)	-	147 x 10 ⁻⁹	Senofilcon A (Silikon-Hydrogel)	183 pupillenoptimierte Designs für außergewöhnliche Sehleistung*1, einen integrierten Benetzungswirkstoff für exzellenten Tragekomfort2 und das hybride Rückflächendesign für eine noch bessere Passgenauigkeit1. Die Hydraclear Plus Technologie imitiert Muzine und hilft, den Tränenfilm stabil zu halten.3,4 UV-Schutz5. 14-tägiger Austausch. Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei Johnson & Johnson zur Verfügung

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Johnson & Johnson Vision Care, Norderstedt	Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal	Pupillenoptimiertes Design Hybrides Rückflächendesign TearStable Technology OptiBlue Light Filter	+6,00 bis -9,00 (Schritte von 0,25)	-	3 Add.-Stufen: Low (+0,75 bis +1,25); Mid (+1,50 bis +1,75); High (+2,00 bis +2,50)	-	147 x 10 ⁻⁹	Senofilcon A (Silikon-Hydrogel)	Scharfe, klare Sicht in jeder Entfernung und bei allen Lichtverhältnissen^1 – plus Tagesend-Komfort.±1 Die TearStable Technologie reduziert den Feuchtigkeits(Wasser)verlust und verlängert die Tränenfilm-Stabilität. *4-6 Der OptiBlue Light filter reduziert Streulicht um 20%, Halos um 30% und Strahlenkränze um 23%. *\$4,5 Optimierung von 100 % der Parameter für variierende Pupillengrößen je nach Alter und Fehlsichtigkeitµ2 Das hybride Rückflächendesign für eine noch bessere Passgenauigkeit2. UV Schutz3. Tageslinse. Die Referenzen stehen auf Anfrage bei der Redaktion oder direkt bei Johnson & Johnson zur Verfügung
mark'ennovy GmbH Esslingen a. N.	Saphir ^{RX}	simultan CD/CN-Profil frei wählbar	±/- 30 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,75 bis 8 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,50 bis 4,00 dpt in 0,25 dpt Schritten	1°		60 Silikon-Hydrogel	individuell-gedrehte 4-Wochen Tauschlinse
	Blu:gen	simultan CD/CN-Profil frei wählbar	±/- 30 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,75 bis 8 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,50 bis 4,00 dpt in 0,25 dpt Schritten	1°		60 Silikon-Hydrogel	individuell-gedrehte 4-Wochen Tauschlinse; Selektiver Blaulichtfilter und erste Klasse UV-Schutz
	Gentle ⁸⁰	simultan CD/CN-Profil frei wählbar	±/- 30 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,75 bis 8 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,50 bis 4,00 dpt in 0,25 dpt Schritten	1°		60 Ori.Gen Technologie 80% Wasser	individuell-gedrehte 4-Wochen Tauschlinse; Hydrogel neuste Generation/menschlichen Hornhaut nachempfunden
	Gentle ⁵⁹	simultan CD/CN-Profil frei wählbar	±/- 30 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,75 bis 8 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,50 bis 4,00 dpt in 0,25 dpt Schritten	1°		30 Ori.Gen Technologie 59% Wasser	individuell-gedrehte 4-Wochen Tauschlinse; Hydrogel neuste Generation/Problemlöser
	EDOF	Erweiterte Tiefenschärfe nach Brien Holden	±/- 18 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,75 bis 8 dpt in 0,25 dpt Schritten	EDOF 0,75/EDOF 1,5/ EDOF 2,25	1°		75 Silikon-Hydrogel	Patentiertes Design des Brien Holden Institut, individuell gedrehte 4-Wochen Tauschlinse; Unabhängig von Pupillengröße und Pupillenlage, kaum Halos, kein Kontrastverlust, natürliches Sehen
	EDOF ⁵⁹	Erweiterte Tiefenschärfe nach Brien Holden	± 10 bis - 18 dpt in 0,25 dpt Schritten	0,75 bis 8 dpt in 0,25 dpt Schritten	EDOF 0,75/EDOF 1,5/ EDOF 2,25	1°		30 Ori.Gen Technologie 59% Wasser	Patentiertes Design des Brien Holden Institut, individuell gedrehte 4-Wochen Tauschlinse; Unabhängig von Pupillengröße und Pupillenlage, kaum Halos, kein Kontrastverlust, natürliches Sehen
Menicon GmbH, Offenbach	Miru 1day Flat Pack multifocal Low	Simultan, zentral Nähe	+4,00 bis -10,00	-	Low 1,00 bis 2,25		Dk/t	Hioxifilcon A	Hydrogel Tageslinse mit Smart Touch Technologie. Superdünner Bliester (nur 1mm). Sehr einfache und hygienische Handhabung, umweltfreundlich

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Menicon GmbH, Offenbach	Miru 1day UpSide multifocal Low + High	Simultan, zentral Nähe	+5,00 bis -13,00	-	Low 1,00 bis +2,25, High ab +2,50		Dk/t 91	Midafilcon A	Silikon-Hydrogel Tageslinse mit Smart Touch Technologie - die Linse liegt immer mit der Außenseite nach oben im Blister - sehr einfache und hygienische Handhabung
	Miru 1month multifocal Low + High	Low: simultan, zentral Nähe, High: nasal dezentrierte Nähe	+6,00 bis -13,00	-	Low 1,00 bis 2,25, High ab 2,50		Dk/t 161	Asmofilcon A	4-Wochen-Tauschsystem; Silikon-Hydrogel, sehr gutes Sehen in der Ferne, erfolgreiche Anpassung auch bei hohen Additionen
	Miru 1month multifocal toric Low	Low: simultan, zentral Nähe	plan bis -10,00	-0,75; -1,25	Low 1,00 bis 2,25	90°, 180°	Dk/t 161	Asmofilcon A	4-Wochen-Tauschsystem; Silikon-Hydrogel, sehr gutes Sehen in der Ferne, erfolgreiche Anpassung
	Menicon Niji multifocal	Simultansystem CN-Design: zentral Nähe CD-Design: zentral Ferne	+25,00 bis -25,00		CN: 1,00 bis 2,00 in 0,50 Abst CD: 1,00 bis 2,50 in 0,50 Abst		Dk: 60	Efrofilcon A (Definitive 74)	Teil-individuelle Silikon-Hydrogel Monatslinsen, Großes Lieferspektrum, Hoher Sehtkomfort, Guter Tragekomfort, kein Topograph notwendig, Einfache Bestellung, Schnelle Lieferzeit
	Menicon Niji multifocal toric	Simultansystem CN-Design: zentral Nähe CD-Design: zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-0,75 bis -5,00	CN: 1,00 bis 2,00 in 0,50 Abst CD: 1,00 bis 2,50 in 0,50 Abst	Achse 0° bis 180° in 1° Abst.	Dk: 60	Efrofilcon A (Definitive 74)	Teil-individuelle Silikon-Hydrogel Monatslinsen, Großes Lieferspektrum, Hoher Sehtkomfort, Guter Tragekomfort, kein Topograph notwendig, Einfache Bestellung, Schnelle Lieferzeit
	Menicon Individual Progressive2	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 60	Filcon V3 (SiHy)	Individuelle Kontaktlinse; 3-Monats-Tauschsystem; Silikon-Hydrogel, UV-Filter; auch als torische Variante bis Zyl. 3,00 lieferbar
	Menicon Individual Toric Progressive2	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-0,75 bis -3,00	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	Achse 0° bis 180° in 1° Abst.	Dk: 60	Filcon V3 (SiHy)	Individuelle Kontaktlinse; 3-Monats-Tauschsystem; Silikon-Hydrogel, UV-Filter
	Menicon Vintage Progressive	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00 K22	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 34	Mipafilcon A2	Individuelle Kontaktlinse; 6-Monats-Tauschsystem; aus bewährten S72 Material, hoch hydrophil, ablagerungsresistent, auch als torische Variante bis Zyl. 3,00 lieferbar
	Menicon Vintage Progressive	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-0,75 bis -3,00	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 34	Mipafilcon A2	Individuelle Kontaktlinse; 6-Monats-Tauschsystem; aus bewährten S72 Material, hoch hydrophil, ablagerungsresistent
	Menicon Comfort Progressive	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisilfocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material; auch als torische Variante lieferbar
	Menicon Comfort Progressive BTC	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisilfocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Comfort Progressive BT / RT	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	0,00 bis -6,00 in 0,25 Abst.	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	Achse 0° bis 180° in 1° Abst.	Dk: 163 Dk: 64	Tisilfocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Comfort Progressive +	simultan, zentral Ferne, extra großer Nahbereich	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisilfocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Comfort Progressive Near (Inverse)	simultan, zentral Nähe	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisilfocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Omni Progressive	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisilfocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material; auch als torische Variante lieferbar

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Menicon GmbH, Offenbach	Menicon Omni Progressive BTC	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Omni Progressive BT / RT	simultan, zentral Ferne	+25,00 bis -25,00	0,00 bis -6,00 in 0,25 Abst.	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	Achse 0° bis 180° in 1° Abst.	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Omni Progressive +	simultan, zentral Ferne, extra großer Nahbereich	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Omni Progressive+BTC	simultan, zentral Ferne, extra großer Nahbereich	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Omni Progressive+BT / RT	simultan, zentral Ferne, extra großer Nahbereich	+25,00 bis -25,00	0,00 bis -6,00 in 0,25 Abst.	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	Achse 0° bis 180° in 1° Abst.	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menicon Omni Progressive Near (Inverse)	simultan, zentral Nähe	+25,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Optional R/L Gravur; erhältlich in EX Material und Z Material
	Menifocal Z	alternierend, zentral Ferne	+5,00 bis -13,00 / +5,00 bis -10,00	-	1,00 bis 2,50 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163	Tisifocon A	Konzentrisch angeordnete Fern- und Nahzone (Fern zentral, Nähe peripher), erhältlich im Z Material
MPG&E, Bordesholm	Executive	alternierend	+5,00 bis -25,00	-	1,00 bis 3,00 in 0,50 Abst.	-	Dk: 163 Dk: 64	Tisifocon A/ Tolofocon A	Horizontale Trennlinie; Prismenballast; optional Stutzkante; erhältlich in EX Material und Z Material
	fusion 1day vista	EDOF (erhöhte Tiefenschärfe)	-12,00 bis +7,00	Korrektur durch erhöhte Tiefenschärfe (EDOF)	bis 1,50	alle Achslagen	29 (bei -3,00 dpt)	Filcon IV Hyalupolymer + TSP	Tageskontaktlinse, die Benetzungsstoffen (Hyaluron und TSP) über den Tag abgibt
	fusion 1day presbyo	EDOF (erhöhte Tiefenschärfe)	-10,00 bis +8,00	Korrektur durch erhöhte Tiefenschärfe (EDOF)	bis 2,50	alle Achslagen	29 (bei -3,00 dpt)	Filcon IV Hyalupolymer + TSP	Tageskontaktlinse, die Benetzungsstoffen (Hyaluron und TSP) über den Tag abgibt
	fusion 7days presbyo	EDOF (erhöhte Tiefenschärfe)	-10,00 bis +8,00	Korrektur durch erhöhte Tiefenschärfe (EDOF)	bis 2,50	alle Achslagen	25 (bei -3,00 dpt)	Filcon Hyalupolymer + TSP	Wochenkontaktlinse, die Benetzungsstoffen (Hyaluron und TSP) über den Tag abgibt
	Open 30 Presbyo	EDOF (erhöhte Tiefenschärfe)	-6,00 bis +6,00	Korrektur durch erhöhte Tiefenschärfe (EDOF)	bis 2,50	alle Achslagen	65 (bei -3,00 dpt)	Filcon V (SiHy) Hyalupolymer+ TSP	Monatskontaktlinse, die Benetzungsstoffen (Hyaluron und TSP) über den Tag abgibt
	ECCO comfort plus	simultan multifokal, Nähe im Zentrum (CN)	-12,00 bis +6,00	-	+1,00 bis +2,50	-	100 (bei -3,00 dpt)	Inofilcon A	NEU: Monatslinse aus neuem Silikonhydrogel-Material mit gesteigertem Komfort und Benetzungsstoffen im Material
	ECCO soft 4 seasons zoom	simultan multifokal, wahlweise Ferne (CD) oder Nähe (CN) im Zentrum	-25,00 bis +25,00	-0,75 bis -6,00	+0,75 bis +3,00	alle Achslagen	materialabhängig	GM3 Hydrogel / Ultima Silikonhydrogel	3-Monats-Kontaktlinse mit individuell wählbarer Parameter-Vielfalt; NEU: Anpassung über innovative Software VISAVY®
	COMPACT perfect zoom	simultan multifokal, Ferne im Zentrum (CD)	-25,00 bis +25,00	-0,50 bis -2,50	+1,00 bis +3,00	alle Achslagen	materialabhängig	Boston: EO, ES, XO; Optimum: Classic, Comfort, Extra	verschiedene Designs für Hyperopie und Myopie; unterschiedliche Geometrien und Exzentrizitäten verfügbar; NEU: Anpassung über innovative Software VISAVY®
	COMPACT perfect smart focus	Gleitsichtdesign (progressives Nahteil)	-25,00 bis +25,00	-0,50 bis -2,50	+1,00 bis +3,50	alle Achslagen	materialabhängig	Boston: EO, ES, XO; Optimum: Classic, Comfort, Extra	echte Gleitsicht-Kontaktlinse; unterschiedliche Geometrien und Exzentrizitäten verfügbar; NEU: Anpassung über innovative Software VISAVY®
	DreamLens zoom	simultan multifokal, Ferne im Zentrum	-0,75 bis -5,00	bis -2,50	+1,00 bis +2,00	alle Achslagen	Dk: 100	Boston XO	modernste Orthokeratologie-Kontaktlinse, NEU: Anpassung über innovative Software VISAVY®
Precilens Frankreich/Vertrieb Deutschland, Österreich über Poschmann+Neff (precilens@poschmann-neff.com)	COMPACT easy sclera zoom	simultan multifokal, wahlweise Ferne (CD) oder Nähe (CN) im Zentrum	-25,00 bis +25,00	-0,50 bis -3,00	+0,75 bis +3,50	alle Achslagen	Dk: 100	Boston XO	moderne Mini-Skleral-Kontaktlinse, NEU: Anpassung über innovative Software VISAVY®
	Precilens C2 (sphärisch)	3-Monatslinse, Multicenter Design, zentrale Nahzone, Rezeptanfertigung	+25,00 bis -25,00 in 0,25D	-	3 Profile: P1 (bis 1,50), P2 (bis 2,25), P3 (über 2,25)	-	1) 15-25 2) 60-80	1) Hioxifilcon B 49%; 2) Definitive SiHy 74%	Basiskurven: 7,70 - 9,80 mm in 0,30 mm Abst., Ø 13,80 mm, 14,20 mm, 14,60 mm; kontrollierte Wellenfontabrationen, stabilisierte Fern- und Nahzone
	Precilens C2 T (torisch)	3-Monatslinse, Multicenter Design, zentrale Nahzone, Rezeptanfertigung	+20,00 bis -20,00 in 0,25D	-0,75 bis -5,50 in 0,25D	3 Profile: P1 (bis 1,50), P2 (bis 2,25), P3 (über 2,25)	0 bis 180 in 5°	1) 15-25 2) 60-80	1) Hioxifilcon B 49%; 2) Definitive SiHy 74%	Basiskurven: 7,70 - 9,80 mm in 0,30 mm Abst., Ø 13,80 mm, 14,20 mm, 14,60 mm; kontrollierte Wellenfontabrationen, stabilisierte Fern- und Nahzone
	Precilens Expert progressive (sphärisch)	progressives Design, formstabile Gleitsichtkontaktlinse	+ 10,00 bis -15,00 in 0,25D	-	+1,00 bis +3,50 in 0,25D	-	von 18 bis 141	Boston ES, Boston EO, Boston XO, Boston XO2, Optimum Classic, Optimum Comfort, Optimum Extra, Optimum Extreme	Basiskurven: 7,20 - 8,60 mm (in 0,05), Durchmesser: 8,50 - bis 10,00 mm (in 0,50D), Prismenballast mit neuem "Slab off", einheitl. Randdicke, erste formstabile Gleitsichtkontaktlinse
	Precilens Expert progressive (fronttorisch/ rücktorisch/ bitorisch)	progressives Design, formstabile Gleitsichtkontaktlinse	+ 10,00 bis -15,00 in 0,25D	FT: -0,75 bis -2,00 in 0,25 D RT: -1,50 bis -8,00 in 0,25 D	+1,00 bis +3,50 in 0,25D	0 bis 180 in 5°	von 18 bis 141	Boston ES, Boston EO, Boston XO, Boston XO2, Optimum Classic, Optimum Comfort, Optimum Extra, Optimum Extreme	Basiskurven: 7,20 - 8,60 mm (in 0,05), Durchmesser: 8,50 - bis 10,00 mm (in 0,50D), front- und rücktorisch, bi-torisch, Prismenballast mit neuem "Slab off", einheitl. Randdicke, erste formstabile Gleitsichtkontaktlinse

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
Precilens Frankreich/Vertrieb Deutschland, Österreich über Poschmann+Neff (precilens@poschmann-neff.com)	Precilens MVB (sphärisch)	formstabile Multifokallinse, Multicenter Design, zentrale Fernzone	+8,00 bis -15,00 in 0,25 D	-	+1,50 bis 3,00 in 0,50D	-	von 18 bis 141	Boston ES, Boston EO, Boston XO, Boston XO2, Optimum Classic, Optimum Comfort, Optimum Extra, Optimum Extreme	Basiskurven: 7,00 - 8,40 mm (in 0,05), Durchmesser: 9,20/ 9,60/ 10,00 ; stabilisierte Fernzone
	Precilens MVB (fronttorisch/rücktorisch)	formstabile Multifokallinse, Multicenter Design, zentrale Fernzone	+8,00 bis -15,00 in 0,25 D	FT: -0,75 bis -2,00 in 0,25 D RT: -1,50 bis -6,00 in 0,25D	+1,50 bis 3,00 in 0,50D	0 bis 180 in 5°	von 18 bis 141	Boston ES, Boston EO, Boston XO, Boston XO2, Optimum Classic, Optimum Comfort, Optimum Extra, Optimum Extreme	Basiskurven: 7,00 - 8,40 mm (in 0,05), Durchmesser: 9,20/ 9,60/ 10,00 ; stabilisierte Fernzone
	Precilens DRL Near (sph. und tor.)	Ortho-K-Linse für die Nähe	Myopie bis -7,00 Hyperopie bis +4,00	Cylinder bis -4,00 D	bis +3,00	-	von 100 bis 141	Boston XO, Boston XO2, Optimum Extra, Optimum Extreme	Doppelreservoir-Design; sehr effizient, schnell und angenehm zu tragen
SwissLens SA, CH-Prilly	Borelis (weich)	simultan	+/- 40,00		+0,5 bis +4,00		divers	2 Silikon Hydrogele plus 6 weitere Hydrogele	Drei unterschiedliche und frei wählbare konzentrisch aufgebaute Systeme, Ferne oder Nähe im Zentrum. Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung, sphärisch, torisch. 3 oder 6 Monatslinse, farbig und Kantenfilter, individuelle Nahzonengrößen
	Torelis (weich)	simultan	+/- 40,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	divers	2 Silikon Hydrogele plus 6 weitere Hydrogele	Drei unterschiedliche und frei wählbare konzentrisch aufgebaute Systeme, Ferne oder Nähe im Zentrum. Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung, sphärisch, torisch. 3 oder 6 Monatslinse, farbig und Kantenfilter, individuelle Nahzonengrößen
	HydroCone P (weich Keratokonus)	simultan	+/- 40,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	divers	2 Silikon Hydrogele plus 1 weiteres Hydrogel	Weiche Keratokonus Kontaktlinse. Drei unterschiedliche und frei wählbare konzentrisch aufgebaute Systeme, Ferne oder Nähe im Zentrum. Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung, sphärisch, torisch. 3 oder 6 Monatslinse, individuelle Nahzonengrößen
	HydroMed P (weich Post-Lasik)	simultan	+/- 40,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	divers	Silikon Hydrogel plus 1 weitere	Weiche Post-Lasik Kontaktlinse. Drei unterschiedliche und frei wählbare konzentrisch aufgebaute Systeme, Ferne oder Nähe im Zentrum. Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung, sphärisch, torisch. 3 oder 6 Monatslinse, farbig und Kantenfilter, individuelle Nahzonengrößen
	BoriFlex (formstabil)	simultan	+/- 40,00	-	+0,5 bis +4,00		divers	Boston, Contamac	Zwei unterschiedliche und frei wählbare konzentrisch aufgebaute Systeme, Ferne oder Nähe im Zentrum. Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung
	ToreliFlex (formstabil)	simultan	+/- 40,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	divers	Boston, Contamac	Ferne oder Nähe zentral, Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung
	FlexCone P (Formstabil Keratokonus)	simultan	+/- 40,00		+0,5 bis +4,00		divers	Boston, Contamac	Ferne oder Nähe zentral, Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung
	FlexCone PT (Formstabil Keratokonus)	simultan	+/- 40,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	divers	Boston, Contamac	Ferne oder Nähe zentral, Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung
	FlexMed P (Formstabil Post-Lasik)	simultan	/ - 40,00		+0,5 bis +4,00		divers	Boston, Contamac	Ferne oder Nähe zentral, Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung
	ScleraFlex Mini Multifokal (Sklerallinse)	simultan	+/- 30,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	180	Boston, Contamac	Ferne oder Nähe zentral, Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung, sphärisch und torisch
	ScleraFlex Multifokal (Sklerallinse)	simultan	+/- 40,00	-8,00	+0,5 bis +4,00	alle	180	Boston, Contamac	Ferne oder Nähe zentral, Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung, sphärisch und torisch
	NightFlex Multi (OrthoK)	simultan	-9.0 bis -0.50	-1.5	+0.50 bis +2.50	-	180	Boston, Contamac	Zwei unterschiedliche konzentrisch aufgebaute Systeme. Ferne oder Nähe im Zentrum. Classic+ Anpassflatrate zur Preiskontrolle während der Erstanpassung
	Lunelle Variation	simultan	+/- 40,00		A,B,C		35	ES70	im bewährten ES70 Material, auch farbig
	Lunelle toric Variation	simultan	+/- 40,00	-8,00	A,B,C,D	alle	35	ES70	im bewährten ES70 Material, auch farbig

Hersteller/Vertreiber	Produktname	Prinzip	Stärke von/bis sph. in	Stärke von/bis cyl. in	Add von/bis in	Achslagen	Dk/t	Material	Bemerkung/Besonderheit
SwissLens SA, CH-Prilly	Lunelle HydroCone multifocal	simultan	/- 40,00	-8,00	+0.5 bis +4,00	alle		35 ES70	im bewährten ES70 Material, weiche Keratokonulinse
Techlens WL Contactlinsen GmbH, München	MA.Multi	formstabil, simultan	-25,00 bis +25,00	-	code A (1,75) code B (2,25)	1° - 180°	-	8 Materialien zur Auswahl	Ferne im Zentrum; auch prismatisch, prismatisch-torisch, rücktorisch und bitorisch erhältlich. Die Addition kann zusätzlich durch Wahl des Optikzonendurchmesser beeinflusst werden.
	MA.Bifo	formstabil, alternierend	-25,00 bis +15,00	-0,50 bis -3,00	+0,75 - +4,00	90° / 180°	-	8 Materialien zur Auswahl	prismatisch-torisch, rücktorisch und bitorisch erhältlich. Rückfläche asphärisch, mehrkurvig, sphärisch-asphärisch wählbar.
	TL.EVO / TL.MF	weich, simultan multifokal Halbjahreslinse oder Jahreslinse	-30,00 bis +30,00	-0,50 bis -8,00	code A (+1,25) code B (+1,75) code C (+2,25) code D (+2,75)	0° bis 180°	-	8 Materialien zur Auswahl, auch Silikonhydrogel	Zwei Stabilisationsarten erhältlich: prismatisch oder dynamisch. Center Distance oder Center Near Design möglich
Wöhlk Contactlinsen GmbH, Schönkirchen	wöhlk Multi FEN, formstabil	FEN Vision Technology	+/- 25,00 (0,25)	-0,50 bis -4,00 (0,25)	FEN Profil A/ B/ C	1 bis 180° (1)	materialabhängig	CFA, ASF60, A100UV, ASF120, Boston ES, Boston Equalens, Boston XO	Erste Contactlinse mit der FEN Vision Technology, schnelle und einfachste Anpassung, natürliches Seherlebnis, torische Varianten verfügbar, gravierte Diagnoselinsen
	wöhlk Multi, formstabil	simultan-alternierend	+/- 25,00 (0,25)	-0,50 bis -4,00 (0,25)	+0,75 bis +2,75 (0,25)	1 bis 180° (1)	materialabhängig	CFA, ASF60, A100UV, ASF120, Boston ES, Boston Equalens, Boston XO	FZ, variable Zonengrößen, verschiedene Rückflächengeometrien, alle torischen Varianten verfügbar, besondere Parameter auf Anfrage, gravierte Diagnoselinsen
	wöhlk Bifo, formstabil	alternierend	+/- 25,00 (0,25)	-0,50 bis -4,00 (0,25)	+0,75 bis +2,75 (0,25)	1 bis 180° (1)	materialabhängig	CFA, ASF60, A100UV, ASF120, Boston ES, Boston Equalens, Boston XO	abgerundete Trennkannte, variable Segmenthöhe, verschiedene Rückflächengeometrien, alle torischen Varianten verfügbar, besondere Parameter auf Anfrage, gravierte Diagnoselinsen
	Contact Individual Multi FEN, 6-Monatstausch	FEN Vision Technology	+/- 30,00 (0,25)	-0,50 bis -8,00 (0,25)	FEN Profil F/ A/ B/ C	1 bis 180° (1)	27 Barrer (Vitafilecon B/C) 56 Barrer (Aerofilcon B)	Bio-Hydrogel (Vitafilecon B / Vitafilecon C (UV-Schutzklasse 1)), Silikonhydrogel (Aerofilcon B)	Erste weiche Contactlinsen mit der FEN Vision Technology, schnelle und einfachste Anpassung, torisch-prismatische Variante verfügbar, schonendes Randprofil für langfristig verträgliches Tragen
	Contact Individual Multi, 6-Monatstausch	simultan	+/- 30,00 (0,25)	-0,50 bis -8,00 (0,25)	+0,75 bis +3,50 (0,25)	1 bis 180° (1)	27 Barrer (Vitafilecon B/C) 56 Barrer (Aerofilcon B)	Bio-Hydrogel (Vitafilecon B / Vitafilecon C (UV-Schutzklasse 1)), Silikonhydrogel (Aerofilcon B)	Nahzentriert und Fernzentriert, variable Zonengrößen, 3 torische Varianten verfügbar, mit dezentrierter Optik lieferbar, spezielle Anpassgravur, besondere Parameter auf Anfrage, schonendes Randprofil für langfristig verträgliches Tragen
	Seed 1day Pure Edof, Tageslinse	Extended Depth Of Focus	+ 5,00 bis -12,00 (0,25)	-	Low, Mid, High	-	42x10-9(cm/sec) • (mLO2/(ml x mmHg)) (-3.00D)	Bio-Hydrogel (biionisch)	Edof-Technologie (Extended Depth of Focus - erweiterte Schärfentiefe), aberrationsoptimiert
	Seed 1day Pure Multistage, Tageslinse	simultan	+ 5,00 bis -10,00 (0,25)	-	Type A (+0,75) Type B (+1,50)	-	42 x10-9(cm/sec) • (mLO2/(ml x mmHg))(-3.00D)	Bio-Hydrogel (biionisch)	Multifokal, asphärisch fernzentrierte vorderoptische Zone mit lentikularem Übergangsbereich, adaptive Designkontrolle für ein schlankes Linsendesign
	Contact Life Multi spheric, Monatstausch	simultan	+6,00 bis -8,00 (0,25)	-	Type A (+1,00) Type B (+1,75)	-	26 Barrer	Bio-Hydrogel (Vitafilecon A)	Fernzentriert multifokal sphärische Monatslinse mit schonendem Randprofil
	Contact Air.iv (avanti), Monatstausch	simultan	+/- 20,00 (0,25)	-0,75 bis -8,00 (0,25)	+ 0,50 bis + 4,00 (0,25)	1 bis 180° (1)	60 Barrer	Silikon-Hydrogel (Definitive 74% SiH)	Nahzentriert und Fernzentriert, individuelle Monatslinse, Zonenoption für dominantes Auge